

FELV

Brochure



Test immunochromatographique pour la détection qualitative de l'antigène de la Leucose féline (FeLV) dans le sang

Données

- Virus transmis essentiellement par la salive
- Présent également dans l'urine, les selles, le lait
- Une mère infectée peut transmettre le virus à ses petits dans l'utérus (mort des chatons in utero ou développement précoce de la maladie après la naissance).

Signes cliniques: perte d'appétit, perte de poids, fièvre, gingivite, ganglions volumineux, fatigue

- 30% des chats primo-infectés peuvent se débarrasser du virus mais rester séro-positif, d'où l'intérêt de la détection de l'antigène


Avantages du produit

- Échantillon : sang total, plasma, sérum
- Pas de matériel supplémentaire nécessaire
- Temps de lecture : 10 minutes
- Conservation à température ambiante (2-30°)

Sensibilité	Spécificité
94,7%	99,7%

vs Virus Isolation

Procédure de test



Négatif



Positif



Référence	Désignation	Condit.
B7TRRG1201	Test rapide FeLV	1x10