

BILAN PARASITES

Brochure




Test immunochromatographique pour la détection qualitative des antigènes de la Dirofilariose et des anticorps contre l'Anaplasmose, la Borréliose et l'Ehrlichiose dans le sérum, plasma ou sang total du chien

Avantages du produit

- Détection simultanée de 4 maladies vectorielles transmises par les tiques et moustiques : DIROFILARIOSE (CHW), ANAPLASMOSE, BORRELIOSE et EHRLICHIOSE.
- Migration rapide : résultats en 10 minutes
- Procédure de test simplifiée : facile et rapide
- Échantillon : sang total, plasma ou sérum
- Interprétation objective du résultat
- Conservation à température ambiante
- Aucun matériel supplémentaire requis

Procédure d'utilisation



Pathologie	Méthode de référence	Sensibilité	Spécificité
Dirofilariose	Necropsy	94,4%	100%
Ehrlichiose	IFA	97,6%	99%
Borréliose	ELISA	93%	98%
Anaplasmose	IFA	88,5%	97,1%


Interprétation des résultats

Résultats négatifs :




Résultats positifs :


HW Ag Positive




E.canis Ab Positive



Lyme Ab Positive



Anaplasma Ab Positive



Référence	Désignation	Condit.
B7TRRB2120U3	Test rapide Bilan Parasites	1x3
B7TRRB2120	Test rapide Bilan Parasites	1x10